



オムロンAEDがあなたの勇気を応援！ AEDがもっと普及すれば、多くの命が助かります。



～サンワテクノスは、お客様先へのAED設置に加えて、
命を救うための講習も責任をもっておこないます!!～

◆特長

はじめてでも使える
カンタンな操作性

高度な心電解析
技術を搭載

高度なセルフチェック機能、
管理しやすいバッテリーの採用



POWER HEART®
パワーハート G3
HDF-3000

- ・高度管理医療機器
- ・特定保守管理医療機器
- ・医療機器承認番号
22300BZ100017000

だれでもカンタンにつかえるAEDです！

1 フタを開けると自動で電源ON

緊急時でも慌てることなく、誰でも簡単に操作できます。



3 除細動パッドの貼り位置は左右どちらでもOK

極性のない除細動パッドを採用。

どちらのパッドでも図のとおり貼り付ければ正常に作動します。
除細動パッドはあらかじめ本体に接続した状態で保管されているので、
緊急時における電極の接続ミスや時間のロスを防げます。



2 音声と液晶画面のガイダンスで 操作をアシスト

音声と液晶画面の2つのガイドで操作手順をお知らせ。
暗い場所、騒音の多い屋外などでも落ち着いて操作ができるよう
導きます。正しい胸骨圧迫をサポートするリズムガイドも
搭載しています。



4 電気ショックの必要性を自動で判断

除細動パッドを貼ると心電図波形解析を開始し、
電気ショックが必要かどうかを自動判別します。
AEDが電気ショックを必要としないと判断した場合、
間違っても電気ショックを正常な人や不要な人に行う心配はありません。

