


ほぼ  
原寸大

実際の置き場検討に  
ご使用ください

AED

OMRON



ショック

電源

座学+実技の  
対面講習会

期限管理  
サポート

選べる  
契約形態

はじめに電源を押す

自動体外式除細動器

レスキューハート

HDF-3500

高度管理医療機器

特定保守管理医療機器

医療機器承認番号 22700BZI00047000

・選任製造販売業者 オムロン ヘルスケア株式会社  
・外国特例承認取得者 HeartSine Technologies Limited

2020年ガイドライン対応

サンワテクノスがお届けしたいのは  
初めてでも正しく使える AED

パッド

# 1日に約200人が 心停止で亡くなっています

国内での心停止（心原性）の発生件数は  
年間8.2万件、年々増加傾向にあります。

**8.2万人の内、約90%が亡くなっています。**

(※総務省消防庁令和4年救急救助の現況より)

## 突然、誰にでも起こる心停止

心停止は高齢者や心臓疾患のある方だけでなく、  
健康な方にでも起こりえます。


## 実際に心停止を起こした方の

**約40%が既往歴のない健康者です。**

(※総務省消防庁令和4年救急救助の現況より)

また、心停止症例の件数と死亡率は他の死因に比べて圧倒的に高いことが特徴です。**心停止から電気ショックまでの時間が短いほど生存退院率が高まるため、1分でも早いAEDの使用が重要となります。**

### ●電気ショックまでの時間と生存退院率



1分で取りに行き、1分で持って帰り、  
1分で使用できることが望ましい



## 導入からアフターフォローまで サンワテクノスAEDサービス

# 3つのポイント

### 1 座学 + 実技による 対面講習会

AEDを導入頂きましたお客様より、  
現地で行う救命講習会のご相談を  
承っております。

### 2 期限管理サポート

忘れがちな消耗品の交換や  
更新タイミングを当社から  
ご案内してサポートします。  
引き継ぎ漏れなどの心配不要です。

### 3 選べる契約形態

お客様のご希望に応じて  
購入とリースの  
2つの契約形態が選べます。  
※リースの場合は別途審査あり

#### 期限管理が楽に！

消耗品の期限が切れる前に特段申請なく、交換用パッドを送ってきてくれるので助かります。管理担当者が変わっても、保証が切れていた、耐用期間を過ぎていた…心配が少なく、いいと思いました。  
(A株式会社様)

#### 実技講習で身についた！

座学講習にプラスで実技講習もあったことでしっかり身につきました。AEDの使用法だけでなく、救命活動の流れも体験できたことで生きた知識になっていると思います。  
(M株式会社様)

#### 安心して仕事ができる！

以前勤務中に突然社員が倒れ、救急車を呼んだことがありました。社員の安全性を考慮しその場で救命活動ができるようにする必要を強く感じ、AED導入を決定しました。やはり安心感が増したと感じています。  
(M株式会社様)

AEDの使い方  
どうだったっけ？

サンワテクノスは座学+実技のセットで講習会を実施しています。

**AED 設置や講習会に関する詳細は下記問い合わせ先、または弊社社員へお気軽にお尋ね下さい**

#### 使用上の注意

AEDを設置したら、いつでも使用できるように、消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。  
●未就学児には、未就学児専用除細動パッドバック（別売品）を使用してください。未就学児専用除細動パッドバックがない場合は、付属の除細動パッドバックを使用してください。付属の除細動パッドバックを未就学児に使用する場合には、特に、2枚のパッドが触れ合うことがないよう、注意してください。●AEDを設置した際は、AED管理者を設け、製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理してください。特に、除細動パッドバックの使用期限の確認および期限内の交換を確実に実施してください。●除細動パッドバック等の消耗品に使用期限があることを明記したAED消耗品交換時期表示ラベルを、外部から確認できるように、付属のAEDキャリングケースのわかりやすい位置に取り付けてください。●AED設置者および管理者は、次の場合、製造販売業者または販売業者に連絡してください。不測の事態の発生/設置場所変更時/譲渡する時（高度管理医療機器等販売業の許可業者に限り）/廃棄する時●本製品は、使用環境条件（温度0～50℃、湿度5～95%RH、結露なきこと）を満たす場所で使用してください。誤動作の恐れがあります。●本製品は、待機・保管環境条件（温度0～50℃、湿度5～95%RH、結露なきこと）を満たす場所に保管してください。それ以外の場所に保管した場合は、除細動パッドバックの寿命が短くなる恐れがあります。●除細動パッドバックは再使用禁止であり、使い捨てです。●医療機器は、その品質、有効性および安全性の確保を維持する期間を明確にするために、「耐用期間」が設定されています。「耐用期間」を過ぎたAEDは、できるだけすみやかに更新をお勧めします。●添付文書を必ず読んでください。



**SUNWA**  
サンワテクノス株式会社

サンワテクノス株式会社 AED担当

☎ 03-5202-4011

✉ aed\_life@sunwa.co.jp

商品一覧や事例紹介は  
弊社サービスサイトへ  
<https://lifefnell.com/>



心地よい社会をつなぐ

**ライフネル**

